



SYNLAB PROVENCE

Focus sur les analyses nécessitant un traitement pré analytique immédiat

PRE-SEL-ENR-097-06

Version : 6

Applicable le : 07-02-2025



Liste non exhaustive (En rouge : analyses les plus fréquentes)

Conditions particulières	Immédiat	<20 min	<30 min	<1H	<2H	<4H
Centrifuger					Anticorps Anti PF4 Glucose sur tube sec Lactate	LDH Potassium PTH Trisomie 21
Centrifuger (+/- Aliquoter) Congeler		Chromatographie des acides aminés	Acides aminés Oxalate Citrate Vitamine C	ADH AMP Cyclique Angiotensine II Calcium ionisé Complément CH50 Glucagon Méтанéphrines libres NSE Ostéocalcine Rénine Activité anti-Xa (HNF)	Calcitonine TCA avec HNF	ACTH sur EDTA Aprotinine Vancomycine Activité anti-Xa (HBPM) Gastrine Facteur 11
Déposer immédiatement le prélèvement dans un bain de glace jusqu'à centrifugation	Homocystéine					
Domicile déconseillé			ACTH sur EDTA - Cryoglobuline - Homocystéine- Ammoniémie			